

Sol-Care™ Escalpe para Coleta Múltipla de Sangue a Vácuo com Disp. de Seg. e Adaptador

Projetado para prevenção de acidentes com agulhas.

Os Escalpes Sol-Care para coleta de sangue a vácuo, com trava de segurança e adaptador acoplado, reduzem o risco de acidentes com perfurocortantes. São indicados para coletas pediátricas, geriátricas, pacientes em tratamento com quimioterápicos, curvas glicêmicas e todos aqueles que apresentam acessos venosos difíceis.



Asas flexíveis

- Padrão universal de cores, com sistema antiderrapante: mais segurança na punção.

Tubo vinílico

- Sem memória e com ótimo fluxo de sangue: possibilita uma coleta mais rápida.
- Transparente: permite a visualização do refluxo sanguíneo imediatamente.

Luva de Borracha (manguito)

- Recobre a agulha e permite a coleta de diversas amostras sem vazamento de sangue dentro do adaptador entre a troca de tubos.

Dispositivo de segurança

- A agulha é protegida através de um simples movimento retilíneo.
- Trava de segurança que elimina o risco de acidentes com agulha contaminada.
- Possui ranhuras na sua base, mais segurança e conforto no acionamento.

Adaptador (Holder)

- Opção de escalpe e adaptador (holder) em única embalagem estéril.

Conforto para o paciente

- Agulha de aço inoxidável, bisel trifacetado, facilitando o deslize da punção no tecido do paciente.
- Permite infusões de curta duração no mesmo acesso, sem necessidade de realizar nova punção.
- Produto livre de látex e DEHP.



Código

Descrição

Tam. e Comp.
do Tubo Vinílico

Unid.
P/Caixa

Unid.
P/Caixa de
Embarque

SBC119 SOL-CARE Escalpe para Coleta Múlt. de Sangue a Vácuo com Disp. de Seg. e Adapt.

21G x 3/4 x 7 (18cm)

25

200

SBC120 SOL-CARE Escalpe para Coleta Múlt. de Sangue a Vácuo com Disp. de Seg. e Adapt.

23G x 3/4 x 7 (18cm)

25

200

SBC121 SOL-CARE Escalpe para Coleta Múlt. de Sangue a Vácuo com Disp. de Seg. e Adapt.

25G x 3/4 x 7 (18cm)

25

200

NR 32

Sol-Care™ Escalpe para Coleta Múltipla de Sangue a Vácuo com Disp. de Seg.



Código	Descrição	Tam. e Comp. do Tubo Vinílico	Unid. P/Caixa	Unid. P/Caixa de Embarque
SBC113	SOL-CARE Escalpe para Coleta Sangue com Disp. de Seg. - Hard Blister	21G x 3/4 x 7 (18cm)	50	200
SBC114	SOL-CARE Escalpe para Coleta Sangue com Disp. de Seg. - Hard Blister	23G x 3/4 x 7 (18cm)	50	200
SBC115	SOL-CARE Escalpe para Coleta Sangue com Disp. de Seg. - Hard Blister	25G x 3/4 x 7 (18cm)	50	200
SBC136	SOL-CARE Escalpe para Coleta Sangue com Disp. de Seg. - Soft Blister	21G x 3/4 x 7 (18cm)	100	400
SBC137	SOL-CARE Escalpe para Coleta Sangue com Disp. de Seg. - Soft Blister	23G x 3/4 x 7 (18cm)	100	400
SBC135	SOL-CARE Escalpe para Coleta Sangue com Disp. de Seg. - Soft Blister	25G x 3/4 x 7 (18cm)	100	400

NR 32



• DEHP se trata de um material que ocasiona cardiotoxicidade, câncer e problemas endócrinos como disfunções na função reprodutiva.

Dispositivo de Segurança

Três passos simples para uma utilização segura:



Retire a tampa protetora da agulha



Realize a venopunção conforme o protocolo da instituição



Acione o dispositivo de segurança através de um movimento retilíneo até ouvir um clique que garanta a proteção total da agulha

Para mais informações entre em contato com:

São Paulo/SP
Rua Alvorada, 1289
Cj 1004/1005
Vila Olímpia

+55 11 3044 1183

@ vendas02@sol-m.com

Ribeirão Preto/SP
Rua Raphael Andreolli, 850
Distrito Empresarial,
Pref. Luiz Roberto Jabali

+55 16 3442 1454

@ vendas@sol-m.com